

فرآیند ارسال نمونه آزمایشگاهی کرونا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی
دفتر بهبود کیفیت

مراجعه بیمار با علائم مشکوک به کرونا

ارسال نمونه جهت تمام بیماران بستری شده در بخش کوید (اخذ دستور کتبی از پزشک) و ثبت درخواست تست کوید در سیستم ۲-۱ دقیقه

دریافت ظرف ارسال نمونه از داروخانه (دو سوپ - یک لوله vtm در دار)

استفاده از وسایل حفاظت فردی کامل (گان-ماسک -n95 شیلد یا عینک-دستکش)

آموزش به بیمار در مورد نحوه نمونه گیری

اخذ نمونه از بیمار (یک سوپ در نازوفارنژیال-یک سوپ از اوروفارنژیال)

قرار دادن نمونه در یخچال بخش داخلی زنان

تکمیل فرم خطی

اطلاع به سوپروایزر کنترل عفونت ۲-۱ دقیقه

ثبت اطلاعات بیمار در سامانه mcmc توسط سوپروایزر کشیک ۶۰-۵۰ دقیقه

ثبت اطلاعات بیمار در سامانه مراقبت سندرومیک توسط سوپروایزر کنترل عفونت ۶-۵ ساعت

اطلاع رسانی به مرکز بهداشت جهت انتقال نمونه ها (۳۴۵۳۳۱۰۰) ۲-۱ دقیقه

تحویل فرم ها و نمونه ها به همکاران مرکز بهداشت ۲۴ ساعت

تهیه کنندگان	تایید کننده	تصویب کننده
سمیه قاسمی (سوپروایزر کنترل عفونت) شهریانو اکبری (کارشناس مسئول بهبود کیفیت)	دکتر بهاره غفوری (فوکال پوینت کرونا) پریسا اسمعیل زاده (مدیر پرستاری)	دکتر علیرضا دهقان نیری (رئیس مرکز)