



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی
دفتر بهبود کیفیت

کد فرایند : RH-IC- FC-03-01

تاریخ تهیه : ۹۹/۱۱/۰۵

تاریخ بازنگری : ۱۴۰۱/۰۱/۰۵

تاریخ ابلاغ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

حداقل مدت زمان فرایند : ۱ روز

حداکثر مدت زمان فرایند : ۱ روز و ۵ ساعت

فرایند گرفتن نمونه خلط (B.K) از بیمار مشکوک به سل
و ارسال به مرکز بهداشت

دستور کتبی پزشک مبنی بر گرفتن نمونه خلط (B.K) در بیمار مشکوک به سل

بستری نمودن بیمار در اتاق ایزوله و در صورت عدم خالی بودن اتاق ایزوله بستری نمودن بیمار در اتاقهای دو تخته و دارای پنجره

آماده نمودن ظروف نمونه گیری خلط توسط پرستار و نوشتن مشخصات کامل بیمار بر روی هر سه ظرف و جعبه آن

چک دستور پزشک توسط پرستار همراه با مهر و امضاء

شستشو و ضدعفونی کردن دستها و استفاده از وسایل حفاظت شخصی و رعایت احتیاطات استاندارد توسط پرستار جهت انجام نمونه گیری از بیمار مشکوک به سل

آیا بیمار هوشیار می باشد؟

بلی

دادن آگاهی و توضیح در خصوص نحوه گرفتن نمونه خلط به بیمار

باز نمودن پنجره اتاق و اخذ یک نمونه در بدو ورود به بیمارستان و سپس یک نمونه فردا صبح ناشتا و یک نمونه ساعت ۱۰ همان روز و سپس تا ۲۰ دقیقه بعد پنجره باز بماند

قرار دادن ظروف B.K در داخل جعبه

تکمیل فرم ارسال B.K

ارسال نمونه ها به مرکز بهداشت

پیگیری جواب آزمایش B.K تا سه روز پس از ارسال

خیر

آیا بیمار دارای لوله تراشه می باشد؟

گرفتن نمونه از طریق اندوتراکیال توسط پرستار در سه نوبت (یک نمونه در بدو ورود به بیمارستان و سپس یک نمونه فردا صبح ناشتا و یک نمونه ساعت ۱۰ همان روز)

۲۴-۲۹ ساعت

تصویب کننده

دکتر علیرضا دهقان نیری (رئیس مرکز)

تایید کننده

دکتر مجتبی هدایت یعقوبی (فوکال پوینت عفونی)
پریسا اسمعیل زاده (مدیر پرستاری)

تهیه کنندگان

سمیه قاسمی (سوپروایزر کنترل عفونت)
شهربانو اکبری (کارشناس مسئول بهبود کیفیت)